

1626379 - Druzzak voor infuustherapie - 500 ml - 1 st



Beschrijving

Deze druzzakken voor infuustherapie van **Dahlhausen** zijn speciaal ontworpen voor **éénmalig patiëntgebruik** en geschikt voor infusiezakken tot **500 ml of 1000 ml**. Ze ondersteunen een gecontroleerde en efficiënte toediening van vloeistoffen in uiteenlopende zorgomgevingen.

Belangrijkste Kenmerken & Voordelen:

- **Voor één patiënt:** Vermindert het risico op kruisbesmetting.
- **Nauwkeurige drukweergave**
- **Flexibele capaciteit:** Geschikt voor infusiezakken van 500 ml en 1000 ml.
- **Gebruiksvriendelijk ontwerp:** Snelle en eenvoudige toepassing bij acute zorg of routinebehandelingen.
- **Niet MRI-compatibel:** Niet geschikt voor gebruik in MRI-omgevingen.

Ideaal Voor:

- Huisartsen
- Spoedeisende hulp
- Fysiotherapie- en revalidatiecentra
- Thuiszorginstellingen
- Ziekenhuisafdelingen

Zorg voor een veilige en efficiënte drukinfusie tijdens vloeistofresuscitatie of toediening van contrastmiddelen met deze betrouwbare, eenmalige oplossing.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none">• Nylon, PVC, ABS, PC, POM, Staal
sku	1626379
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk