

1601227 - iHealth test strips voor glucosemeter (2 x 25 st)



Beschrijving

De iHealth® glucoseteststrips zijn compatibel met de iHealth Align (BG1) en Smart draadloze glucosemeter (BG5).

De iHealth-strips worden gebruikt met een bloedmonster uit de vingertop (of een andere plaats zoals de arm of de dij) met behulp van de iHealth-lancetten en prikken.

De iHealth-strip wordt in de iHealth-glucosemeter geplaatst en meet de bloedglucose door de reactie tussen het bloed en de teststrip te analyseren.

Specificaties

Merk	ihealth
sku	1601227
Categorie glucometer	Glucometers en teststrips
Type verpakking	Stuk