

## 1601227 - iHealth test strips voor glucosemeter (2 x 25 st)



### Beschrijving

De iHealth® glucoseteststrips zijn compatibel met de iHealth Align (BG1) en Smart draadloze glucosemeter (BG5).

De iHealth-strips worden gebruikt met een bloedmonster uit de vingertop (of een andere plaats zoals de arm of de dij) met behulp van de iHealth-lancetten en prikken.

De iHealth-strip wordt in de iHealth-glucosemeter geplaatst en meet de bloedglucose door de reactie tussen het bloed en de teststrip te analyseren.

### Specificaties

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Merk</b>                 | ihealth                   |
| <b>sku</b>                  | 1601227                   |
| <b>Categorie glucometer</b> | Glucometers en teststrips |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                      |