

## 1540031 - Onderzoekslamp LED 7 W



### Beschrijving

Professionele onderzoekslamp met een tijdloos design dat kracht, veelzijdigheid en robuustheid combineert voor intensief gebruik. Dankzij de ergonomische handgreep en de zeer resistente arm is de manoeuvreerbaarheid optimaal en kan hij worden aangepast aan alle vereisten van medische verlichting. Koel, wit licht. Lamp met dimmer voor montage op tafel.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Promotal
<b>Focusregeling</b>	Nee
<b>Touchless bediening</b>	Nee
<b>Lengte van de arm</b>	1140 mm
<b>sku</b>	1540031
<b>Categorie onderzoekslampen</b>	Onderzoekslamp
<b>Model onderzoekslamp</b>	Tafelmodel
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk