

**1609241 - Tabouret 272 - zwarte kunststof - 5 wielen - 45 - 65 cm -  
standaard bekleding - Citrus - 1 st**



## Beschrijving

De Ritter 272 Air Lift tabouret van Midmark biedt optimaal comfort, steun en stabiliteit. Dankzij het stervormige ontwerp van de basis heeft u dichter toegang tot de patiënt en geniet u van stabiele, moeiteloze beweegbaarheid. De zwarte kunststof vijfpoots basis met wieltjes zorgt voor extra stevigheid en heeft een draagkracht van circa 136 kg.

*Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding is niet de werkelijkheid. Bekijk de kleurenkaart voor de exacte kleur.*

## Specificaties

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Merk</b>                           | Midmark       |
| <b>Wielen</b>                         | Ja            |
| <b>Voetring</b>                       | Nee           |
| <b>Rugsteun</b>                       | Nee           |
| <b>Diameter zitvlak</b>               | 40 cm         |
| <b>Aantal wielen</b>                  | 5             |
| <b>sku</b>                            | 1609241       |
| <b>Kleur</b>                          | Citrus        |
| <b>Kleur onderstel</b>                | Zwart         |
| <b>Materiaal onderstel</b>            | Kunststof     |
| <b>Type zitting</b>                   | Ronde zitting |
| <b>Verstelbare hoogte met gasveer</b> | 45 - 65 cm    |
| <b>Type verpakking</b>                | Set           |