

1017910 - Seca 757 digitale babyweegschaal met meetband - klasse III - 15 kg - 1 st



Beschrijving

Een speciaal geïntegreerd dempingssysteem samen met de HOLD-functie voor snel en nauwkeurig wegen, zelfs als de baby rusteloos is. Met de ergonomisch gevormde schaal met de hoge afgeronde zijkanen is het gemakkelijk om ook grotere baby's te wegen. Een nieuw LCD-scherm met achtergrondverlichting garandeert dat de cijfers comfortabel afleesbaar zijn, zelfs in ruimtes met gedimd licht. De stroom wordt voorzien door een voeding of herlaadbare batterijen. De Seca 757 kan metingen draadloos naar een EMR-systeem sturen en patiënten gegevens ontvangen.

Specificaties

Merk	Seca
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Ja
Max. gewicht	15 kg
Met meetlat	Ja
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1017910
Gradatie weegschaal	2 g < 5 kg > 5 g
Klasse weegschalen	Klasse III
Type weegschaal	Digitale babyweegschalen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk