

## 1551880 - Fast Recovery Anti-Fatigue Solution - HUMAN TECAR - 500 ml



### Beschrijving

Geconcentreerd product, voor verdunning in water en professioneel gebruik. Verlicht onmiddellijk zware, vermoeide benen.

Bij herstelsessies, om vermoeidheid na intense fysieke activiteit te verlichten, of om zwaar aanvoelende benen te verlichten. Versnelt de afvoer van overtollig vocht, gifstoffen en melkzuur; vergemakkelijkt de spierarbeid.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Unibell
<b>sku</b>	1551880
<b>Type verpakking</b>	Stuk