

1560613 - COMPASS 600 - Leg Press



Beschrijving

Krachtraining voor de benen en kuiten met 0 tot 162 kg trainingsgewicht met stappen van 2 kg. Het is mogelijk om het rug- en voetvlak te verstellen, alsook de startpositie van het apparaat. Geschikt voor mensen met een gewicht tot 200 kg.

Specificaties

Merk	Proxomed
sku	1560613
Model	Leg Press
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk