

## 1012770 - Accutrend Cholesterol - teststrips - 1 x 25 st



### Beschrijving

Gebruik de cholesterol-strips bij de Accutrend Plus bloedsuikermeter van Roche. De meting neemt enkele minuten in beslag, maar kan men eenvoudig uitvoeren.

- Meetduur: 180 seconden
- Testprincipe: reflectiefotometrie
- Hoge precisie en nauwkeurigheid over het gehele meetbereik

### Specificaties

<b>Merk</b>	Roche
<b>Verificatiecode</b>	Nee
<b>Data transfer via wifi</b>	Nee
<b>sku</b>	1012770
<b>Categorie glucometer</b>	Glucometers en teststrips
<b>Europese Regelgeving</b>	IVD 98/79/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk