


## 1618583 - Wigkussen - 30 x 40 x 16 cm - silvertex bekleding - wit



### Beschrijving

Het wigkussen van **Spinetechnics** is een ergonomisch ontworpen kussen dat ideaal is voor het verbeteren van de zithouding en het bieden van extra ondersteuning tijdens behandelingen of dagelijkse activiteiten. Dankzij het slimme ontwerp in de vorm van een wig helpt het kussen de natuurlijke kromming van de wervelkolom te bevorderen, waardoor de druk op de onderrug aanzienlijk verminderd wordt en rugklachten voorkomen kunnen worden.

*De kleuren op de afbeelding kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.*

### Specificaties

<b>Merk</b>	Spinetechnics
<b>sku</b>	1618583
<b>Kleur</b>	N01-wit
<b>Maat</b>	30x40x16cm
<b>Type verpakking</b>	Stuk