

## 1539556 - Autoclaaf S Classic 22 - 22 liter



### Beschrijving

De S Classic van Mocom is ontworpen met als doel het werk van de gebruikers te vereenvoudigen en zowel tijd als kosten te optimaliseren. De uitstekende kwaliteit en functionaliteit garanderen u een zeer hoog niveau van veiligheid en betrouwbaarheid. Gemakkelijk te gebruiken, het stelt u in staat om elke sterilisatiecyclus continu te controleren. De sterilisator is verkrijgbaar in twee volumes (17 en 22 liter) met identieke buitenafmetingen voor alle volumes. Het beschikt ook over een monochromatisch liquid crystal display en toetsenbord.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Mocom
<b>Gewicht product</b>	51 kg
<b>SKU leverancier</b>	7A201000
<b>sku</b>	1539556
<b>Mogelijkheid aansluiting printer</b>	Ja
<b>Aantal plateaus</b>	3
<b>Buitenafmetingen (l x h x d)</b>	481 x 500 x 600 mm
<b>Binnenafmetingen (dxD)</b>	250 x 450 mm
<b>Autonomie</b>	6 - 10 cycli
<b>Volume</b>	22 L
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/68
<b>Type verpakking</b>	Stuk