


## 1623766 - Oorspuit Ultra - Janet 100 ml incl 2 cannules - 1 st



### Beschrijving

De **ULTRA-JANET oorspuit** is een professionele, herbruikbare spuit ontworpen voor het **effectief reinigen van de gehoorgang**. Ideaal voor gebruik in medische praktijken, gehoorcentra en thuisgebruik onder begeleiding van een zorgverlener.

Deze oorspuit is vervaardigd uit **duurzaam glas** en omhuld met **hoogwaardig roestvrij staal**, wat zorgt voor optimale hygiëne en een lange levensduur. De **roestvrijstalen zuiger** garandeert een soepele en gecontroleerde werking.

#### Kenmerken:

- **Herbruikbare oorspuit** voor professioneel gebruik
- Gemaakt van **glas en roestvrij staal**
- **Steriliseerbaar tot 134 °C**, geschikt voor autoclaaf
- **Inclusief twee verwisselbare cannules:**
- **Olijfvormige canule** voor gerichte en zachte irrigatie
- **Conische canule** voor een bredere waterstraal

#### Toepassingen:

- **Verwijderen van oorsmeer (cerumen)**
- **Hygiënische oorverzorging** bij cliënten of patiënten
- Geschikt voor **artsen, audiologen, verpleegkundigen** en andere zorgprofessionals
- Kan ook gebruikt worden in **oorhygiënekits voor thuisgebruik** (met medische begeleiding)

Kies voor de **ULTRA-JANET oorspuit** als je op zoek bent naar een **veilig, duurzaam en professioneel instrument** voor grondige oorreiniging.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Henke-Sass
<b>sku</b>	1623766
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk