

1576343 - Starterspakket Intraoperatieve Sondes voor eenmalig gebruik (alleen compatibel met DMX)



Beschrijving

Dopplex Intraoperatieve Sondes zijn ontworpen om chirurgen te helpen bij het uitvoeren van hoogwaardige en veilige operaties. Met Dopplex ultrasound sondes kunnen chirurgen de aanwezigheid van een actieve bloedstroom bevestigen voordat zij de operatieplaats sluiten, waardoor de noodzaak voor een tweede ingreep of heroperatie wordt voorkomen. Inclusief PA8XS sonde-adapter, klem en doos met 10 steriele wegwerpbaar intraoperatieve sondes.

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	1576343
Frequentie sonde	8MHz
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk