

1543500 - IL 35 infraroodlamp 150W met timer - 1 st



Beschrijving

Infraroodlamp met een elektrische timer (3 niveau's) en een automatische uitschakeling geeft een rustgevende warmte af. De behandelingstijd is steeds in intervallen van 5 min.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Merk | Beurer |
| Product afmetingen | B 14.5 cm, H 17 cm, L 26 cm |
| SKU leverancier | 61612 |
| Vermogen | 150 W |
| sku | 1543500 |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| Type verpakking | Stuk |