


1543470 - Digitale weegschaal in glas GS206 - 150 kg - 1 st



Beschrijving

Beurer weegschaal met mozaïekeffect in je badkamer, de glazen personenweegschaal met bedrukt motief, groot LCD-scherm en automatische uitschakeling bieden een hoog comfort tijdens het gebruik. Met een inschakeltechnologie (Quick Start) en een overbelastings indicator.

Specificaties

Merk	Beurer
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	150 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Automatisch step-on functie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543470
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale vlakke weegschalen
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk