

HUN1US1 - Ultrasound US1 transducer voor baby dopplex



Beschrijving

De Huntleigh Ultrasound Transducer (# US1) is een handapparaat dat wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van ultrageluid. Het is ontworpen voor gebruik met de Sonicaid BD4000xs foetale monitor.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Merk | Huntleigh |
| sku | HUN1US1 |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb |
| Type verpakking | Stuk |