

1543831 - Waterkussen W581 - 45 x 50 cm - met vulslang - 1 st



Beschrijving

Dit waterkussen zonder opening helpt in de preventie bij doorligwonden, de druk wordt goed verdeelt. Het kussen is geschikt voor patiënten met een laag risico op doorligwonden. Het wordt geleverd met een vulslang en kan worden ontsmet met water en schoonmaakproduct. Het waterkussen is vervaardigd uit PVC.

Specificaties

Merk	Biomatrix
Normeringen	ISO 13485
Samenstelling	PVC
sku	1543831
Kleur	Blauw
Max. gewicht volwassene	90 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk