

## 1511889 - WelchAllyn manuele bloeddrukmeter ds65 - 1 slang - flexiport manchet maat 11 - etui - 1 st



### Beschrijving

De bloeddrukmeter DuraShock DS55 maakt deel uit van de lijn van manuele, aneroïde bloeddrukmeters van **Welch Allyn** met de technologie van DuraShock™. Deze bloeddrukmeters zijn schokbestendig en zonder tandwiel. Deze technologie biedt grote voordelen ten opzichte van traditionele bloeddrukmeters.

#### Voordelen

- DuraShock technologie
- Zonder tandwiel
- Schokbestendig
- Voor zowel links -als rechtshandigen

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>sku</b>	1511889
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Aneroïde bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk