

1626878 - ARGUS PRO LIFE CARE 3 - MASIMO SpO2 - 4G EMEA - 1st



Beschrijving

De ARGUS PRO LifeCare 3 is een monitor-defibrillator die is ontworpen voor spoedeisende interventies, zowel in het ziekenhuis als in het veld. Dankzij de opstarttijd van slechts 4 seconden, de intuïtieve gebruikersinterface en de geavanceerde bewakingsfuncties is een snelle en doeltreffende behandeling van patiënten mogelijk.

De ARGUS PRO LifeCare 3 combineert prestaties, robuustheid en connectiviteit om te voldoen aan de eisen van professionals in de spoedeisende hulp en de intensive care.

Sterke punten:

- Ultrasnelle opstarttijd (4 seconden)
- Goed afleesbaar 8-inch kleuren-touchscreen
- Volledige monitoring: 12-afleidingen-ECG, SpO₂, EtCO₂, NIBP, IBP, temperatuur en Masimo-parameters
- Directe toegang tot de AED-modus, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld
- Reanimatieondersteuning met ingebouwde metronoom
- Connectiviteit via Wi-Fi, Bluetooth, mobiel netwerk en USB
- Realtime gegevensuitwisseling en fleetbeheer op afstand
- Robuust ontwerp (IP55 / IK09), geschikt voor veeleisende omgevingen
- Ingebouwde 4-kanaalsprinter

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1626878
Versie	MASIMO SpO2 - 4G EMEA
Type verpakking	Stuk