

## 1550958 - Aspiratietoestel Aspira 11 - 1 st



### Beschrijving

De Aspira 11 van FlamNuova is een professioneel aspiratietoestel voor chirurgisch en medisch gebruik geschikt voor gebruik in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, thuiszorg en faryngeale afzuiging. De flessenhouder kan aan de rechter -of linkerkant van het apparaat gezet geplaatst worden en bevat een PC-fles van 1l met schaalverdeling. Deze en de siliconen aansluitslangen kunnen gesteriliseerd worden voor een optimale hygiëne. Het past op een hydrofoob en antibacteriële filter. De buitenkant is gemaakt van robuust kunststof wat zorgt voor een lager gewicht voor gemakkelijk transport door de handige geïntegreerde handgreep.

### Voordelen

- Instelbaar vacuümniveau
- Stil
- Pot voor 1 patiënt en steriliseerbare buizen
- 11l/min
- Pothouder

## Specificaties

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Flaemnuova                     |
| <b>Max. airflow</b>         | 11 L/m                         |
| <b>Volume bokaal</b>        | 800 ml                         |
| <b>sku</b>                  | 1550958                        |
| <b>Alimentatie</b>          | Netstroom                      |
| <b>Type container</b>       | Container met wegwerpzak       |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                           |