

## 1501036 - Jelonet paraffine vetgaaskompressen - 5 x 5 cm - 1 x 50 st



### Beschrijving

Jelonet paraffine vetgaaskompres van **S&N** is gemaakt van speciaal geweven, wijdmazig katoen gaas, geïmpregneerd met witte paraffine. De draden zijn in elkaar gevlochten waardoor het niet rafelt.

Het kompres werkt verzachtend, verkleeft niet aan de wond en zorgt ervoor dat het wondvocht onbelemmerd door een absorberend kompres wordt opgenomen. Het is een neutraal vetgaaskompres en dus ideaal bij gebruik van ongeacht welke uitwendige antiseptisch of antibiotica.

Jelonet is geschikt voor de verzorging van brandwonden, open wonden, snij -en schaafwonden, beenculcera, decubitus maar ook voor het afdekken van zalven op de wond of huid.

*Gebruiksaanwijzing:* Jelonet gaaskompres kan makkelijk geknipt worden naar een gewenste afmeting, na gebruik is het kompres makkelijk in 1 keer te verwijderen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Smith & Nephew
<b>Samenstelling</b>	Katoen gaas met paraffine
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1501036
<b>Aantal per verpakking</b>	1 x 50 st
<b>Maat</b>	5 x 5 cm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Stuk