

1610203 - 3M™ Littmann® Classic III stethoscoop - standaard - hemelsblauw - standaard - 1 st



Beschrijving

De **3M™ Littmann® Classic III** stethoscoop is de meest recente versie van de stethoscoop die miljoenen medische professionals helpt optimaal te presteren. De Classic III is een stethoscoop met een hoge akoestische gevoeligheid bij het uitvoeren van lichamelijk onderzoek. Voorzien van een dubbelzijdig, instelbaar membraan, die makkelijk is te om te bouwen naar een kelk, een nieuwe en verbeterde slang en nog veel meer. Kortom, de 3M™ Littmann® Classic III verbindt het nieuwe met het traditionele. Geschikt voor niet-kritieke zorgomgevingen zoals medische diensten, verpleegafdelingen, gynaecologen, poliklinieken en huisartsenpraktijken.

Specificaties

Merk	Solventum
sku	1610203
Digitaal	Nee
Kleur steel	Standaard
Kleur	Hemelsblauw
Type stethoscoop	Classic III
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk