

## 1559053 - Linido douchebrancard - 1700 mm in hoogte verstelbaar zonder rugsteun - wit - 1 st



### Beschrijving

Voor sommige personen is het prettiger om in een liggende positie gewassen en verzorgd te worden. De verzorging wordt in deze houding op een andere wijze uitgevoerd dan in zittende houding. Dit maakt het voor de persoon die verzorgd wordt gemakkelijker om bij te dragen. Bovendien is de werkhouding van de verzorger vanuit ergonomisch oogpunt gunstiger.

Eén van de voordelen van een verrijdbare, en dus verplaatsbare, douchevoorziening is dat het aantal transfers verminderd kan worden: de brancard kan bijvoorbeeld direct naast het bed geplaatst worden en op de gewenste hoogte worden ingesteld.

De douchebrancards van Linido zijn verrijdbaar dankzij vier degelijke rvs zwenkwielen. Deze zijn allen voorzien van een dubbele rem: zowel de wielen als de as worden beremd waardoor de douchebrancard zeer stabiel blijft staan tijdens het verzorgen. De diameter van 125 mm zorgt ervoor dat het relatief gemakkelijk is om de douchebrancard te verplaatsen en manoeuvreren. Dit voorkomt schouder- en rugklachten bij verzorgers.

De douchebrancards zijn in hoogte verstelbaar van 550 tot 900 mm, zodat de ideale transferhoogte ingesteld kan worden. Ook in de hoogste stand staat de douchebrancard nog zeer stabiel. De hoogteverstelling gebeurt door middel van een hydraulische pomp met zowel een linker- als rechervoetbediening.

Het liggedeelte van de brancard is bekleed met HT-bekleding (HT=Hygiëne & Transfer), die volledig verlijmd is met de buis. Dit biedt een sterke, duurzame en hygiënische oplossing. De bekleding is strak over de buis gespannen zodat het oppervlak gelijk is met de bovenkant van de buis. Dit is prettig bij transfers. De witte HT-bekleding vormt zich enigszins naar de persoon die er op ligt en voelt prettig aan.

Het douchewater wordt tijdens de verzorging verzameld in een pvc opvangbak onder de brancard. Zo wordt voorkomen dat de zorgverlener erg nat wordt tijdens het wassen. Na de verzorging kan het water worden afgevoerd met een afvoerslang.

De douchebrancards zijn beschikbaar in drie verschillende lengtes, zodat de juiste lengte voor de gebruiker en de omgeving gekozen kan worden. De beschikbare lengtes zijn 1500 mm, 1700 mm en 1900 mm.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2513.1701-02
<b>Rugsteun</b>	Ja
<b>sku</b>	1559053
<b>Kleur douchebrancard</b>	Wit
<b>Maat</b>	1700 mm
<b>Materiaal douchebrancard</b>	Metaal gecoat
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk