

## 1601760 - Keiser Functional Trainer Bench



### Beschrijving

De Functional Trainer Bench is ontworpen om ruimte maximaal te gebruiken in kleinere ruimtes in de fysiotherapie, horeca of fitnessruimtes in bedrijven. Hij wordt vastgemaakt aan de onderkant van de Functional Trainer en kan worden opgevouwen tot 90° positie voor opslag en gebruik, ook in 60°, 45°, 30° en plat. De Bench kan gebruikt worden voor een Functional Trainer en halter of andere oefeningen waarbij een verstelbare bank nodig is.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Keiser
<b>Verpakking afmetingen</b>	B 27 cm, H 40 cm, L 121 cm
<b>SKU leverancier</b>	003090B
<b>sku</b>	1601760
<b>Type verpakking</b>	Stuk