


1576575 - 3M™ Littmann® lightweight II - lichtbruin - set



Beschrijving

De stethoscooponderdelen kit voor de **3M™ Littmann®™** Lightweight II bevat een lichtbruine ring, een instelbaar diafragma en een zwarte anti-koude ring. De kit bevat ook een paar flexibele bruine oordopjes.

Specificaties

Merk	3M™
sku	1576575
Kleur	Lichtbruin
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Set