

1553158 - Digi-Extend (4 weerstanden)



Beschrijving

De Digi-Extend is een uniek handrevalidatieapparaat dat de extensie van alle vijf vingers en elk vingergewricht kan isoleren. Dit product versterkt de intrinsieke en extrinsieke spiergroepen om het glijden van de strekpees, de gewrichtsbeweging, de coördinatie en de spierfunctie in de hand en de onderarm te optimaliseren. De Digi-Extend richt zich op het strekmechanisme van één of alle vingers, gericht op het deel van de hand dat moet worden gerevalideerd. Patiënten kunnen gemakkelijk de weerstand veranderen en de handposities voor specifieke oefeningen variëren om de oefendoelen te bereiken en letsel te voorkomen. De Digi-Extend kan ook worden gebruikt voor adductie-, abductie-, locking- en vingerflexie-oefeningen. Het is een ultramodern toestel dat compact, eenvoudig en comfortabel is in het gebruik en dat patiënten doeltreffend helpt hun revalidatiedoelen te bereiken. Vier verschillende gekleurde banden met verschillende weerstandsniveaus maken het mogelijk om elke spier of gewricht op een comfortabel niveau te laten werken en vooruitgang te boeken wanneer de gewenste kracht is bereikt.

Specificaties

Merk	MVS
sku	1553158
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk