

1539169 - Onderzoekstafel Quest Cardio - wielhefsysteem - elektrisch hoogteverstelbaar - trendelenburg - 1 st



Beschrijving

Quest Cardio onderzoekstafel in de hoogte verstelbaar van 54-94 cm met een lateraal uithoek voor cardiologisch onderzoek. Biedt een hoog comfort door de H-gevormde basis, trendelenburg en brandwerend materiaal. De rugleuning wordt ondersteunt met een gasveer, Block 'n Roll-functie.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 65 cm, L 200.4 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	54-94 cm
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Samenstelling	Stalen frame met epoxy afwerking
Normeringen	ISO 13485
Hefvermogen	200 kg
sku	1539169
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk