

1609806 - Handschoenen Soft Nitril - niet-steriel - blauw - M - 1 x 100 st



Beschrijving

Poedervrije nitril handschoenen (AQL 1.5) met goede chemische weerstand. Aanbevolen voor mensen die geen latex handschoenen kunnen gebruiken. Door hun extra lange manchet van 400 mm zijn ze ideaal voor het reinigen van endoscopen en het hanteren van cytostatica. Door hun ruwe oppervlak zijn ze gemakkelijk vast te grijpen.

Specificaties

sku	1609806
Steriel	Nee
Gepoederd	Nee
HACCP-conform	Nee
Samenstelling	Soft nitril
Steriel	Nee
Kleur	Blauw
Maat	M
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos