

## 1530026 - Onderzoekslamp LED 120 - op rollend statief - veer arm - 1 st



### Beschrijving

Een zeer krachtige **Dr. Mach** onderzoekslamp voor behandelingen in de kleine chirurgie, met een uitstekende kleurenweergave. De uitvoering met variabele focus is uitgerust met lichtsysteem R86, heeft een koudlichtreflector met warmtefilter.

#### Voordelen

- Zonder focusregeling
- Kleurweergave Index Ra 86
- Kleurtemperatuur in K 43.000
- Lichtveldgrootte: 14 cm
- Diameter lamp 15 cm
- LED lamp 40 W

## Specificaties

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                       | Dr. Mach                     |
| <b>Focusregeling</b>              | Nee                          |
| <b>Diameter lamp</b>              | 29 cm                        |
| <b>Aantal LED's</b>               | 12                           |
| <b>Lichtintensiteit</b>           | 40000 lux                    |
| <b>Lichtveldgrootte</b>           | 15 cm                        |
| <b>Touchless bediening</b>        | Nee                          |
| <b>Lengte van de arm</b>          | 89 cm                        |
| <b>sku</b>                        | 1530026                      |
| <b>Normeringen</b>                | EN ISO 13485:2016            |
| <b>Categorie onderzoekslampen</b> | Onderzoekslamp               |
| <b>Model onderzoekslamp</b>       | Statief model                |
| <b>Europese Regelgeving</b>       | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>            | Stuk                         |