

1001894 - Sterilisator automatic 2000 - 1 st



Beschrijving

Een van de meest efficiënte manieren om alle pathogene ziektekiemen van een object te verwijderen, zelfs de meest resistente tegen hitte, is een systeem dat gebruik maakt van hetelucht-droge sterilisatie.

De Automatic TAU STERIL 2000 is speciaal ontworpen om te voldoen aan alle medische vereisten van de sterilisatiesector. Extreem robuust, wordt deze machine bestuurd door een volledig automatisch systeem en garandeert totale veiligheid, omdat het is gebouwd in overeenstemming met de Europese veiligheidsvoorschriften.

- Thermostaat: automatisch, capillair model met autoregulatie van 90 tot 2000°C, compleet met schakelaar in overeenstemming met internationale veiligheidsvoorschriften.
- Timer: vorm 0 tot 120 minuten voor de automatische regeling van de vermogenstijd van de thermostaat, met automatische uitschakeling (met handmatige stand voor werkvereisten boven 120 minuten).
- Weerstand: 600 Watt roestvrijstalen bescherming met diffusor om een hoog rendement, lage inertie en onmiddellijke werking te krijgen, compleet met bajonetaansluiting om gemakkelijk en snel te vervangen (gepatenteerd).
- Thermometer: Zeer nauwkeurig en robuust, met behulp van capillaire bol en vloeistofexpansiesystemen.

Specificaties

Merk	Tau Steril
Buitenafmetingen (l x h x d)	440 x 380 x 310 mm
Binnenafmetingen (dxD)	23 x 20 cm
sku	1001894
Type verpakking	Stuk