

1543423 - Digitale bloeddrukmeter BM49 - gesproken uitvoer - bovenarm - omtrek 22-36 cm - 1 st



Beschrijving

Digitale bloeddrukmeter voor de bovenarm die spreekt geeft naast de weergave op de display ook metingen akoestisch uit. Het volume is regelbaar en indien nodig is het ook mogelijk om de spraakfunctie uit te schakelen. Met geïntegreerde luidspreker en een volautomatische bloeddruk -en polsmeting aan de bovenarm. Geeft de gemiddelden van alle opgeslagen meetwaarden weer van bijvoorbeeld alle ochtend -en avondmetingen van de 7 dagen. Detecteert arrhythmie en heeft een risico indicator met kleuren. Geeft de datum en tijd weer en schakelt automatisch uit. Heeft een lage batterij indicator en wordt geleverd met een opbergsak.

Specificaties

Merk	Beurer
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1543423
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk