

1623397 - SportsArt C521M ligfiets



Beschrijving

De **SportsArt C521M Recumbent Cycle** is een professionele **semi-ligfiets** die speciaal is ontworpen voor patiënten met **knie- en heupbeperkingen in range of motion (ROM)**. Dankzij de ergonomische houding, het hoge comfort en de veelzijdige trapopties is dit apparaat ideaal voor **fysiotherapie, orthopedische en geriatrische revalidatie**.

Belangrijkste kenmerken vn de C521M Recumbent Cycle:

- **Semi-recumbent positie:** ergonomisch en comfortabel, ideaal voor langdurige sessies.
- **Bi-directioneel trappen:** vooruit en achteruit voor meer flexibiliteit in training en therapie.
- **Verstelbare crankarmen:** instelbaar tussen **12.7 en 18.2 cm** voor aangepaste pedaalomwentelingen.
- **Verstelbare rugleuning en arMLEUNINGEN:** kantelbaar voor optimale houding en ondersteuning.
- **Mesh rugleuning met lendensteun:** inclusief **pouch voor warmte- en koudetherapie**.
- **Ultra lage startweerstand:** geschikt voor verzwakte of gedeconditioneerde patiënten.
- **Compact ontwerp:** afmetingen 169 x 67 x 127 cm (LxBxH), toestelgewicht slechts 83 kg.
- **Maximaal gebruikersgewicht:** 205 kg – robuust en geschikt voor diverse patiëntgroepen.
- **Weerstand:** 20 niveaus met incrementele stappen van 0,1.
- **Console:** Tri-Color LED display met duidelijke feedback.
- **Weergavefuncties:** calorieën, tijd, RPM, afstand, METs, wattage, snelheid, hartslag, doelhartslag.
- **Trainingsprogramma's:** Hill, Custom Interval, Manual/Track, Random, Cardio/Weight Loss HRC, Custom HR, Iso Kinetic, Iso Strength, plus 4 gebruikersprofielen.

Specificaties

Merk	SportsArt
sku	1623397
Type verpakking	Stuk