

1532374 - Schiller BR-102 PLUS - bloeddrukmeter



Beschrijving

De **SCHILLER** BR-102 plus biedt het hoogste comfort voor de patiënt. Hij onderscheidt zich door zijn kleine afmetingen en geringe gewicht. Dankzij een speciale techniek wordt de manchet slechts zoveel opgeblazen als nodig is. Inclusief Darwin 2 ABPM software.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1532374
Type bloeddrukmeter	Ambulante 24 uur bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk