


1618593 - Wigkussen - 40 x 50 x 20 cm - silvertex bekleding - groen



Beschrijving

Het wigkussen van **Spinetechnics** is een ergonomisch ontworpen kussen dat ideaal is voor het verbeteren van de zithouding en het bieden van extra ondersteuning tijdens behandelingen of dagelijkse activiteiten. Dankzij het slimme ontwerp in de vorm van een wig helpt het kussen de natuurlijke kromming van de wervelkolom te bevorderen, waardoor de druk op de onderrug aanzienlijk verminderd wordt en rugklachten voorkomen kunnen worden.

De kleuren op de afbeelding kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

Specificaties

Merk	Spinetechnics
sku	1618593
Kleur	N04-groen
Maat	40x50x20cm
Type verpakking	Stuk