

1575764 - WelchAllyn ophthalmoscoopkop panoptic plus - 3,5v - led - 1 st



Beschrijving

De PanOptic van **Welch Allyn** biedt een heldere, scherpere en bredere weergave van het oog. De PanOptic weergeeft een 25 keer groter weergavegebied van het oog dan een standaard oftalmoscoop. Deze verbeterde oftalmoscoop zorgt voor een snellere en eenvoudigere oogonderzoeken. De oftalmoscoop helpt bij het diagnosticeren van verborgen gezondheidsproblemen, zoals een hoge bloeddruk, diabetes of een hersenschudding.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Compatibel met	Alle WelchAllyn 3,5V stroombronnen
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1575764
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk