

## 1544316 - Nipro spuiten - 3-delig - 10 ml - luer lock - steriel - 100 st



### Beschrijving

Nipro spuiten zonder naald zijn voorzien van een nauwkeurige graduatie en een centrische luer tip, zeer geschikt voor het toedienen van medicatie en vloeistoffen.

## Specificaties

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Merk</b>                   | Klinion                     |
| <b>Samenstelling</b>          | Polypropyleen               |
| <b>Steriel</b>                | Ja                          |
| <b>Latex vrij</b>             | Ja                          |
| <b>Normeringen</b>            | DIN EN ISO 13485:2016       |
| <b>Soortgelijke producten</b> | Nee                         |
| <b>sku</b>                    | 1544316                     |
| <b>Inhoud</b>                 | 10 ml                       |
| <b>Plaats van de tip</b>      | Concentrisch                |
| <b>Tip</b>                    | Luer lock                   |
| <b>Europese Regelgeving</b>   | MDD - 93/42/EEC - Klasse Is |
| <b>Type verpakking</b>        | Doos                        |