

## 1540801 - Spuiten zonder naald - 2-delig - katheter tip - per stuk verpakt - steriel - 2 ml - 1 x 100 st



### Specificaties

<b>Samenstelling</b>	Plunjer: polyethyleen, cilinder: polypropylène
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Normeringen</b>	EN ISO 7886-1:1997
<b>sku</b>	1540801
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Nee
<b>Inhoud</b>	2 ml
<b>Plaats van de tip</b>	Concentrisch
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Tip</b>	Katheter tip
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Doos