

1543356 - AMP Aerofill hoofdkussen - 60 x 60 cm - 1 st



Beschrijving

Voor wie op zoek is naar een **zacht, ondersteunend en onderhoudsvriendelijk hoofdkussen**, biedt AMP® twee kwalitatieve opties:

- **AMP® Aerofill:** een **anti-allergisch hoofdkussen** gevuld met **fijne polyester vezelbolletjes**. Dit kussen voelt zacht aan, vormt zich naar hoofd en nek, en is bovendien **wasbaar op 90°C** voor maximale hygiëne.
- **AMP® Aerodream:** voorzien van een **veerkrachtige latexkern**, omhuld met het **AMP® membraan**, voor wie meer ondersteuning zoekt zonder in te boeten op comfort.

Beide kussens beschikken over een **afwasbaar membraan** dat eenvoudig te reinigen is met een vochtige doek, wat ze bijzonder geschikt maakt voor mensen met allergieën en gebruik in zorgomgevingen.

CNK-code: 1335-124

Specificaties

Merk	LS Bedding
Product afmetingen	H 60 cm, L 60 cm
sku	1543356
Wasbaar/Wegwerp	Wasbaar
Type verpakking	Stuk