

1624633 - HEINE beschermhoes voor visionPRO DS1 - 5 st



Beschrijving

De **HEINE visionPRO DS1 display unit** is een essentieel onderdeel van de **HEINE visionPRO video laryngoscoop** en verdient optimale bescherming in de drukke en veeleisende klinische omgeving. Met de speciaal ontworpen **HEINE Protective Case** wordt het display beschermd tegen stoten, krassen en kleine ongelukjes.

Dankzij het robuuste design en het eenvoudige bevestigingssysteem biedt de beschermhoes extra zekerheid zonder het gebruiksgemak of de hygiëne in gevaar te brengen.

Belangrijkste kenmerken

- **Bescherming op maat** – speciaal ontwikkeld voor de HEINE visionPRO DS1 display unit
- **Robuust en schokabsorberend** – dempt stoten en kleine ongelukken
- **Eenvoudige bevestiging** – snel en praktisch in gebruik
- **Hygiënisch ontwerp** – gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren
- **Verlengde levensduur** – houdt het display veilig in de hectiek van de klinische praktijk

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINF-000.22.020
sku	1624633
	Nee
Type verpakking	Stuk