

1628198 - Laserguard - siliconen gebitsbeschermers - steriel - 20 zakjes



Beschrijving

De laserbestendige gebitsbeschermer is een flexibel, duurzaam en voorgevormd hulpmiddel dat is ontworpen om laserdoorbraak tegen te gaan en de tanden en het mondweefsel te beschermen.

Het product is gemaakt van siliconen elastomeer dat biocompatibel, latex- en ftalaatvrij is.

Dankzij de flexibiliteit van het hulpmiddel is het geschikt voor een brede groep patiënten.

Het hulpmiddel wordt steriel geleverd, is blauw gekleurd zodat je het makkelijk kunt herkennen, en is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.

Specificaties

Merk	medasil
Samenstelling	• siliconen elastomeer (biocompatibel) • latexvrij • ftalaatvrij
sku	1628198
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
Type verpakking	Doos