

## 1610698 - Spongostan standaard - 70x50x10 mm - 2 st



### Beschrijving

**Spongostan DENTAL** is een hoogwaardige hemostatische gelatine spons, speciaal ontwikkeld voor gebruik in tandheelkundige toepassingen. Dit innovatieve hulpmiddel biedt een effectieve oplossing bij het beheersen van bloedingen tijdens chirurgische ingrepen.

De spons kan zowel droog worden gebruikt als verzadigd met een steriele natriumchloride-oplossing, afhankelijk van de behoefte. Het is uitermate geschikt voor chirurgische procedures (met uitzondering van oogheelkundige ingrepen) waar hemostase essentieel is. Spongostan DENTAL komt in actie wanneer traditionele methoden zoals druk, ligaturen of andere conventionele technieken niet effectief of praktisch toepasbaar zijn.

Met Spongostan DENTAL bent u verzekerd van een veilige, steriele en betrouwbare aanpak bij het beheersen van capillaire, veneuze en arteriële bloedingen. Het is de perfecte partner voor zorgprofessionals die streven naar precisie en patiëntcomfort.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Ethicon
<b>Product afmetingen</b>	B 5 cm, H 7 cm
<b>sku</b>	1610698
<b>Product diepte</b>	1 cm
<b>Steriel</b>	Ja
	Nee
<b>Type verpakking</b>	Doos