

1541043 - Chirurgische borstel - autoclaveerbaar - 1 st



Beschrijving

Borstel voor een diepe reiniging van de nagels en handen door deze te poetsen met een reinigings -of desinfectiemiddel. Te steriliseren met ethyleenoxide en chemicaliën, tot 200 keer autoclaveerbaar bij 121°C voor 15 min, 126°C voor 10 min of 134°C voor 3 min.

Specificaties

Samenstelling	Polypropyleen, nylon haren
sku	1541043
Kleur	Groen
Type verpakking	Stuk