

## 1549232 - Urinezakken - niet steriel - 2 L - terugslagklep - schuifslot - leiding 90 cm - 1 x 10 st



### Beschrijving

De urinezakken van **Axamed** zijn latexvrij, bevatten een connector met dop, hebben een anti-reflux klep en een T-tap afvoer. De urinezak geeft een duidelijke volume aanduiding weer. Bovendien zijn de urinezakken geschikt voor 's nachts of voor bedlegerige patiënten.

### Specificaties

<b>Steriel</b>	Nee
<b>Ledigbaar</b>	Ja
<b>sku</b>	1549232
<b>Inhoud</b>	2 l
<b>Type verpakking</b>	Pak