

1574578 - Inhalator IH 55 - zelfreinigende functie - met bijhorende accessoires - 1 st



Beschrijving

Beurer IH 55 is een zeer efficiënte en gebruiksvriendelijke stille inhalator, dat maakt hem uiterst geschikt om zowel thuis te gebruiken maar ook onderweg en zelfs op reis. Met de inhalator kan u uw bovenste en onderste luchtwegen onderweg behandelen. De inhalator heeft een vibrerende membraamtechnologie, tegen een hoge snelheid bereiken de deeltjes de longen. Bij deze inhalator is een korte inademingstijd van toepassing, en heeft een vernevelingsprestatie van $>0,25$ ml/min. Geschikt voor de behandeling van bovenste en onderste luchtwegen, verkoudheid, astma, aandoeningen van de luchtwegen. De inhalator biedt een hoog gebruiksgemak want hij schakelt automatisch uit, wordt geleverd met een compleet assortiment van bijhorende accessoires. De inhalator kan makkelijk gedesinfecteerd worden.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 8.5 cm, H 14.6 cm, L 5.1 cm
Gewicht product	0.228 kg
Min. delivery	0.25 milliliter per minute
sku	1574578
Gebruik aerosol	Frequent
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk