

## 1559974 - FM 250 elektrostimulatie apparaat voor de voeten - 1 st



### Beschrijving

Elektrische circulatie stimulator voor voeten verlicht spierspanning en bevordert de bloedsomloop door revitaliserende elektrostimulatie en een extra stapfunctie. Voor het verlichten van zwelling en pijn in de benen en voeten verlicht spierspanning en verbetert de mobiliteit. Met een selecteerbaar intensiteitsniveau van 1-99, 1 programma met 15 vooraf ingestelde plusgolffracties. Met 2 elektrodepads in het voetgedeelte, 1 elektrode in de manchet. Inclusief een timerfunctie 5-90min, een afteltimer en een veiligheidsuitschakeling.

- Extra opstapfunctie voor het mobiliseren van de voeten
- 2 niveau's vergrendelingsfunctie van het voetoppervlak
- Inclusief afstandsbediening, netadapter

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 37.2 cm, H 11.1 cm, L 28.3 cm
<b>SKU leverancier</b>	64937
<b>Warmtefunctie</b>	Nee
<b>Infraroodwarmte</b>	Nee
<b>Massage programma's</b>	0
<b>Aantal functies</b>	1
<b>Aantal massagekoppen</b>	0
<b>sku</b>	1559974
<b>Voeding</b>	Batterijen & netvoeding
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk