

## 1542231 - Sloop katoen/polyester voor Relax supportkussen - grijs - 1 st



### Beschrijving

De Fico relax support sloop ondersteunt een lange levensduur van het kussen. Kleurverschillen zijn mogelijk, de slopen zijn wasbaar op 60°C.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>sku</b>	1542231
<b>Kleur sloop</b>	Grijs
<b>Materiaal</b>	Katoen/polyester
<b>Merk positioneringsmateriaal</b>	Relax
<b>Wasbaar</b>	60 °C
<b>Type verpakking</b>	Stuk