

1103445 - Seca 711 mechanische kolomweegschaal met schuifgewichten - klasse III - 220 kg - 1 st



Beschrijving

Met een weegbereik van 220 kg is deze mechanische kolomweegschaal de ideale oplossing om zelfs patiënten met overgewicht te wegen. Dat komt deels door het genereuze lage platform. De schaal is op beide zijanten gedrukt, zodat zowel de patiënt als de gebruiker achter de weegschaal het gewicht kunnen aflezen. De hoogwaardige basis is vervaardigd van gietijzer, de zuil van staal - dit garandeert niet alleen een stevig steunpunt, maar ook een lange levensduur. De kolomweegschaal kan optioneel ook worden uitgerust met de seca 220 meetlat.

Specificaties

Merk	Seca
Product afmetingen	B 52 cm, H 155.6 cm, L 52 cm
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Ja
Max. gewicht	220 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Nee
sku	1103445
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	Klasse III
Type weegschaal	Mechanische weegschalen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk