

## 1543533 - MG 206 shiatsu massagekussen zwart - 1 st



### Beschrijving

Shiatsu massagekussen met zitbekleding ervaart u een ontspannende rugmassage in het comfort van uw huis. Met selecteerbare massagezones en een optionele licht- en warmtefunctie kan de stoelbekleding worden aangepast aan uw behoeften. Dankzij het handige haakje berg je de Shiatsu hoes na afloop van de massage gemakkelijk op in een kast. Met een timerfunctie bepaalt je hoelang de massage is, 5/10/15 min. De massagegebieden kunnen worden geselecteerd (boven, onder en volledige rug). De velours hoes kan gewassen worden op 40°.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 39 cm, H 70.5 cm, L 38 cm
<b>SKU leverancier</b>	64913
<b>Vermogen</b>	18 W
<b>Warmtefunctie</b>	Ja
<b>Infraroodwarmte</b>	Nee
<b>Massage programma's</b>	3
<b>Aantal functies</b>	2
<b>Aantal massagekoppen</b>	4
<b>sku</b>	1543533
<b>Voeding</b>	Netvoeding
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/30/EU
<b>Type verpakking</b>	Stuk