

1532844 - Relax standaard XL kussen - bi-tec - L 240 cm - 1 st



Beschrijving

Dit kussen is een 40 cm langere versie van het standaardmodel. Ouderen, bedlegerige of patiënten krijgen de juiste ondersteuning en blijven door zijn extra lange vorm in een vaste positie liggen. Deze personen gaan opmerkelijk vaster slapen omdat zij een geborgen gevoel krijgen tijdens het rusten.

Voor bedlegerige patiënten is deze vulling ideaal omdat deze voor een gelijke drukverdeling gaat zorgen en zo de doorligwonden gaat verhelpen en voorkomen. Dit kussen is ideaal voor personen groter dan 1.80m of voor personen die in een vaste positie moeten geplaatst worden of snel uit hun bed rollen. Het standaard XL kussen zorgt ervoor dat je geen 10-tallen kussens meer nodig hebt om mensen comfortabel te positioneren.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	L 240 cm
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
sku	1532844
Kleur sloop	Blauw
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk