


1013746 - Porofix® - op rol - 1,25 cm x 5 m - 1 x 18 st



## Beschrijving

**L&R Porofix®** is een huidvriendelijke hechtpleister op rol is heel rekbaar en waterafstotend. Kan gebruikt worden voor het fixeren van kompressen, verbanden, veneuze katheters, canules, drainages en sondes.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Lohmann Rauscher
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Kompres</b>	Nee
<b>Geperforeerd</b>	Nee
<b>Samenstelling</b>	Viscoseweefsel, synthetische rubberlijm (zonder colofonium en colofoniumderivaten)
<b>sku</b>	1013746
<b>Kleur</b>	Bruin
<b>Maat</b>	1,25 cm x 5 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos